

# IMPATH CHAMBER CLEANING KIT



## Διαθεσιμότητα προϊόντος

Κατηγορία Αριθμός 45004  
Μέγεθος 10 Κύκλοι  
(360 θάλαμοι)

## Προβλεπόμενη χρήση

Για διαγνωστική in vitro χρήση.

## Περιγραφή


ImPath Chamber Cleaning kit είναι σχεδιασμένο για να απομακρύνει τα ελάχιστα κατάλοιπα DAB από τους θαλάμους ImPath 36. Το προϊόν αυτό συνιστάται για συνηθισμένο καθαρισμό των θαλάμων της συσκευής ImPath 36.

## Περίληψη και επεξήγηση

Η ανοσοϊστοχημεία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την αναγνώριση των αντιγόνων που υπάρχουν στον ιστό ή στα κύτταρα. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για να εντοπίσει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα καλύτερα αντιδραστήρια για να πραγματοποιήσει την εκτέλεση της χρώσης.

## Αντιδραστήρια που παρέχονται

Συστατικό	Ποσότητα ανά κιτ
Clean 1	1(ένα)
Clean 2	1(ένα)
Clean 3	4 (τέσσερα)
Άδειο φιαλίδιο για γέμισμα με DiH2O	1(ένα)

 PathCom Systems, Inc.  
6759 Sierra Ct. Ste# B  
Δουβλίνο, CA 94568

Αναθ.: 090514B

## Distributed by:

A.Menarini Diagnostics S.r.l.  
Via Sette Santi, 3  
50131 Firenze  
Ιταλία

 A.M. Bertolini

Via Gorizia 50  
23900 Lecco  
Ιταλία



# IMPATH CHAMBER CLEANING KIT



## Αραίωση και ανάμιξη

Γεμίστε το άδειο φιαλίδιο με  $D_2H_2O$  κάθε φορά πριν από τη χρήση. Τα διαλύματα PathCom στο κιτ είναι έτοιμα για χρήση. Δεν απαιτείται περαιτέρω αραίωση.

## Αποθήκευση και σταθερότητα

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν αποθηκεύονται κατάλληλα, τα αντιδραστήρια παραμένουν σταθερά μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην ετικέτα.

## Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Τα διαλύματα της ImPath είναι επιβλαβή και προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια, στο αναπνευστικό σύστημα και στο δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους πνεύμονες και στο στομάχι. **Κατά τον χειρισμό αντιδραστηρίων, να φοράτε γάντια μιας χρήσης.** Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) είναι διαθέσιμα από τον τοπικό αντιπρόσωπο κατόπιν αιτήματος. Δεν υπάρχουν ρητές ή έμμεσες εγγυήσεις πέραν του δελτίου δεδομένων. Η ImPath δεν φέρει ευθύνη για σωματική βλάβη, περιουσιακή ζημία ή οικονομική απώλεια που προκλήθηκε από το προϊόν αυτό.

## Οδηγίες χρήσης

### Υποδείξεις καθαρισμού θαλάμου

1. Αμέσως μετά την αφαίρεση των αντικειμενοφόρων πλακών μετά τη χρώση, χρησιμοποιήστε μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα για να σκουπίσετε την επιφάνεια του θαλάμου.
  - a. Σκουπίστε τον θάλαμο κάθε φορά που αφαιρείτε τις αντικειμενοφόρους πλάκες μετά τη χρώση από τη συσκευή ImPath 36.
2. Εκτελέστε το πρωτόκολλο «Καθαρισμός θαλάμου»
  - a. Χρησιμοποιήστε το κιτ καθαρισμού θαλάμου της PathCom (καθαρισμός 1, καθαρισμός 2, καθαρισμός 3, απιονισμένο νερό και ανατρέξτε στα φύλλα δεδομένων για τη διαδικασία καθαρισμού)

- b. Συνιστάται να εκτελείτε το πρωτόκολλο «Καθαρισμός θαλάμου» κάθε 3 χρώσεις για να απομακρύνετε τα ελάχιστα κατάλοιπα DAB κ.λπ.
    - c. Το πρωτόκολλο χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες για να καθαρίσει 36 αντικειμενοφόρους πλάκες.
  3. Για βαθύ καθαρισμό χρησιμοποιήστε χλωρίνη
    - a. Αφαιρέστε τους θαλάμους από τις μονάδες
    - b. Τοποθετήστε τους θαλάμους σε χλωρίνη (κανονικά συσκευασμένη χλωρίνη «για λαμπερό λευκό/αφαίρεση των καταλοίπων της χρώσης», που είναι διαθέσιμη στο παντοπωλείο στο τμήμα με τα καθαριστικά) για περίπου 15-20 λεπτά. Μην παρατείνετε το πλύσιμο με χλωρίνη για περισσότερο από μία ώρα.
    - c. Ανακινείτε και/ή σκουπίστε τη χρώση και τα κατάλοιπα στη χλωρίνη μέχρι να καθαρίσει η επιφάνεια του θαλάμου
    - d. Τοποθετήστε τους θαλάμους σε μεγάλη ποσότητα νερού και ξεπλύνετε εντελώς τη χλωρίνη, και στην συνέχεια στεγνώστε τους θαλάμους
    - e. Χρησιμοποιήστε μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα για να σκουπίσετε την επιφάνεια του θαλάμου
    - f. Συνιστάται βαθύς καθαρισμός κάθε 5 εκτελέσεις ή όταν η επιφάνεια του θαλάμου είναι λερωμένη.
  4. ή συντομότερα εφόσον η επιφάνεια του θαλάμου είναι βρώμικη, συνίσταται ο καθαρισμός του θαλάμου για την αποφυγή μη αναμενόμενης χρώσης ή/και ασθενούς χρώσης.

## Διαδικασία χρήσης του κιτ καθαρισμού θαλάμου

Γεμίστε το άδειο φιαλίδιο με  $D_2H_2O$  κάθε φορά πριν **από τη χρήση**. Τοποθετήστε τυχαία τα φιαλίδια με ετικέτα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

# IMPATH CHAMBER CLEANING KIT



που περιέχουν το διάλυμα στη βάση αντιδραστηρίων της συσκευής ImPath 36.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα, συνδεθείτε, πατήστε **Φόρτωση αντικειμενοφόρων πλακών**, τοποθετήστε κενές αντικειμενοφόρους πλάκες στις μονάδες, πατήστε **Αφαίρεση αντικειμενοφόρων πλακών**, επισημάνετε τις 36 θέσεις των αντικειμενοφόρων πλακών, πατήστε **Ορισμός πρωτοκόλλων**, επιλέξτε «Καθαρισμός θαλάμου», έπειτα **Σάρωση αντιδραστηρίων** και αφήστε τον αναγνώστη ραδιοσυχνικής αναγνώρισης να αναγνωρίσει και να καταχωρήσει τα προϊόντα, ελέγξτε το δοχείο ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης και το δοχείο αποβλήτων, πατήστε **Εκκίνηση διαδικασίας χρώσης**. Η διαδικασία χρώσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.