

## GlucoMen Day App: rel. 1.6.X (Android) ; rel. 1.6.X (iOS)

15/11/2021

**EN**

### English

The GlucoMen Day CGM App is compatible with selecte Android and iOS devices.

Compatibility:

- W: compatible devices
- G: devices that have not been tested but are likely to be compatible
- NC: incompatible devices

**IT**

### Italiano

La App del sistema GlucoMen Day CGM è compatibile con un gruppo selezionato di dispositivi Android e iOS.

Compatibilità:

- W: dispositivi compatibili
- G: dispositivi che non sono stati testati ma che è altamente probabile siano compatibili.
- NC: dispositivi non compatibili

**ES**

### Español

La aplicación GlucoMen Day CGM es compatible con dispositivos Android e iOS seleccionados.

Compatibilidad:

- W: dispositivos compatibles
- G: dispositivos que no han sido probados pero que probablemente sean compatibles
- NC: dispositivos no compatibles

**PT**

### Português

A aplicação GlucoMen Day CGM é compatível com um grupo de dispositivos Android e iOS selecionados.

Compatibilidade:

- W: dispositivos compatíveis
- G: dispositivos que não foram testados, mas provavelmente são compatíveis
- NC: dispositivos não compatíveis

**DE**

### Deutsch

Die GlucoMen Day CGM App ist mit ausgewählten Android- und iOS-Geräten kompatibel.

Kompatibilität:

- W: Kompatible Geräte
- G: Geräte, die nicht getestet wurden, aber wahrscheinlich kompatibel sind
- NC: Nicht kompatible Geräte

**FR**

### Français

L'application CGM GlucoMen Day est compatible avec certains appareils Android et iOS.

Compatibilité:

- W: appareils compatibles
- G: appareils non testés mais susceptibles d'être compatibles
- NC: appareils non compatibles

**NL Nederlands**

De GlucoMen Day CGM-app is compatibel met geselecteerde Android- en iOS-apparaten.

Compatibiliteit:

- W: compatibele apparaten
- G: Apparaten die niet zijn getest, maar die waarschijnlijk compatibel zijn
- NC: niet-compatibele apparaten

**EL Ελληνικά**

Η εφαρμογή GlucoMen Day CGM είναι συμβατή με επιλεγμένες συσκευές Android και iOS.

Συμβατότητα:

- W: Συμβατές συσκευές
- G: Συσκευές που δεν έχουν δοκιμαστεί αλλά είναι πιθανό να είναι συμβατές
- NC: Μη συμβατές συσκευές

**SE Svenska**

Glucomen Day CGM-appen är kompatibel med utvalda Android- och iOS-enheter.

Kompatibilitet:

- W: Kompatibla enheter
- G: Enheter som inte har testats men som troligen är kompatibla
- NC: Inte kompatibla enheter

**DK Dansk**

Glucomen Day CGM-appen er kompatibel med udvalgte Android- og iOS-enheder.

Kompatibilitet:

- W: Kompatible enheder
- G: Enheder, der ikke er testet, men som sandsynligvis er kompatible
- NC: Ikke kompatible enheder

**NO Norsk**

Glucomen Day CGM-appen er kompatibel med utvalgte Android- og iOS-enheter.

kompatibilitet:

- W: Kompatible enheter
- G: Enheter som ikke er testet, men som sannsynligvis er kompatible
- NC: Ikke kompatible enheter

**FI Suomalainen**

Glucomen Day CGM -sovellus on yhteensopiva valittujen Android- ja iOS-laitteiden kanssa.

yhteensopivuus:

- W: Yhteensopivat laitteet
- G: Laitteet, joita ei ole testattu, mutta jotka ovat todennäköisesti yhteensopivia
- NC: Ei yhteensopivia laitteita

Tab. 1. Android (rel. 1.6.X)

(EN) COMPATIBILITY (IT) COMPATIBILITA' (ES) COMPATIBILIDAD (PT) COMPATIBILIDADE (DE) KOMPATIBILITÄT (FR) COMPATIBILITE (NL) COMPATIBILITEIT (EL) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (SE) KOMPATIBILITET (DK) KOMPATIBILITET (NO) KOMPATIBILITET (FI) YHTEENSOPIVUUS	(EN) PHONE AND ANDROID VERSION (IT) TELEFONO E VERSIONE DI ANDROID (ES) VERSIÓN DE TELEFONO Y ANDROID (PT) TELEMÓVEL E VERSÃO DO ANDROID (DE) GERÄT und ANDROID-VERSION (FR) TÉLÉPHONE ET VERSION ANDROID (NL) TELEFOON EN ANDROID VERSIE (EL) ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ANDROID ΕΚΔΟΣΗ (SE) TELEFON OCH ANDROIDVERSION (DK) TELEFON OG ANDROID VERSION (NO) TELEFON - OG ANDROIDVERSION (FI) PUHELIN JA ANDROID-VERSIO	(EN) COMPATIBILITY (IT) COMPATIBILITA' (ES) COMPATIBILIDAD (PT) COMPATIBILIDADE (DE) KOMPATIBILITÄT (FR) COMPATIBILITE (NL) COMPATIBILITEIT (EL) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (SE) KOMPATIBILITET (DK) KOMPATIBILITET (NO) KOMPATIBILITET (FI) YHTEENSOPIVUUS	(EN) PHONE AND ANDROID VERSION (IT) TELEFONO E VERSIONE DI ANDROID (ES) VERSIÓN DE TELEFONO Y ANDROID (PT) TELEMÓVEL E VERSÃO DO ANDROID (DE) GERÄT und ANDROID-VERSION (FR) TÉLÉPHONE ET VERSION ANDROID (NL) TELEFOON EN ANDROID VERSIE (EL) ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ANDROID ΕΚΔΟΣΗ (SE) TELEFON OCH ANDROIDVERSION (DK) TELEFON OG ANDROID VERSION (NO) TELEFON - OG ANDROIDVERSION (FI) PUHELIN JA ANDROID-VERSIO
<b>BLU</b>		<b>BLU</b>	
W	BLU G5 - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S6 Active - Android 7.0
<b>Google</b>		W	Samsung Galaxy S7 Active - Android 7.0
W	Pixel 2 XL - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S7 Active - Android 8.0
W	Pixel 2 XL - Android 8.0	G	Samsung Galaxy S8 Active - Android 7.0
W	Pixel 2 XL - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S8 Active - Android 8.0
W	Pixel 2 - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S8 Active - Android 9.0
W	Pixel 2 - Android 8.0	G	Samsung Galaxy S9 Active - Android 7.0
W	Pixel 2 - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S9 Active - Android 8.0
W	Pixel 3 - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S9 Active - Android 9.0
W	Pixel 3 - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S6 - Android 7.0
W	Pixel 3 - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S6 Edge - Android 7.0
W	Pixel 3 - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S6 Edge+ - Android 7.0
W	Pixel 3 - Android 10.0	G	Samsung Galaxy S7 (Qualcomm) - Android 7
W	Pixel 3a - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S7 (Qualcomm) - Android 8.0
W	Pixel 3a - Android 9.0	G	Samsung Galaxy S7 Edge (Exynos) - Android 7.0
W	Pixel 3a - Android 10.0	W	Samsung Galaxy S7 Edge (Exynos) - Android 8.0
W	Pixel 3a - Android 9.0	G	Samsung Galaxy S8 - Android 7
W	Pixel 4a - Android 10	W	Samsung Galaxy S8 - Android 8.0
W	Pixel 4a - Android 11	W	Samsung Galaxy S8 - Android 9.0
W	Pixel 4a - Android 12	G	Samsung Galaxy S8+ - Android 7.0
W	Pixel 4a (5G) - Android 11	W	Samsung Galaxy S8+ - Android 8.0
W	Pixel 4a (5G) - Android 12	W	Samsung Galaxy S8+ - Android 9.0
W	Pixel 4 XL - Android 10	G	Samsung Galaxy S9 (Qualcomm) - Android 10.0
W	Pixel 4 XL - Android 11	W	Samsung Galaxy S9 (Qualcomm) - Android 8.0
W	Pixel 5 - Android 11	W	Samsung Galaxy S9 (Qualcomm) - Android 9.0
W	Pixel XL - Android 10.0	G	Samsung Galaxy S9H (Qualcomm) - Android 10.0
W	Pixel XL - Android 7.0	W	Samsung Galaxy S9H (Qualcomm) - Android 8.0
W	Pixel XL - Android 7.1	W	Samsung Galaxy S9H (Qualcomm) - Android 9.0
W	Pixel XL - Android 8.1	G	Samsung Galaxy S10e - Android 10.0
W	Pixel XL - Android 9.0	W	Samsung Galaxy S10e - Android 9.0
W	Pixel - Android 10.0	G	Samsung Galaxy S10 (Exynos) - Android 10.0
W	Pixel - Android 7.0	W	Samsung Galaxy S10 (Exynos) - Android 9.0
W	Pixel - Android 7.1	W	Samsung Galaxy S10 (Qualcomm) - Android 10.0
W	Pixel - Android 8.1	W	Samsung Galaxy S10 (Qualcomm) - Android 9.0
W	Pixel - Android 9.0	G	Samsung Galaxy S10 5G - Android 10.0
G	All Google phones - Android 10	W	Samsung Galaxy S10 5G - Android 9.0
G	All Google phones - Android 11	W	Samsung Galaxy S20 5G - Android 11
G	All Google phones - Android 12	W	Samsung Galaxy S20
<b>HTC</b>		W	Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
W	HTC U11 Plus - Android 8.0	W	Samsung Galaxy J8 - Android 8.0
W	HTC U11 Plus - Android 9.0	W	Samsung Galaxy J8 - Android 9.0
W	HTC U11 - Android 9.0	W	Samsung Galaxy M10 - Android 9.0
<b>Huawei</b>		W	Samsung Galaxy Note 5 - Android 7.0
W	Huawei Honor 6x - Android 7.0	W	Samsung Galaxy Note 8 - Android 8.0
<b>LG</b>		W	Samsung Galaxy Note 8 - Android 9.0
W	LG G5 - Android 8.0	W	Samsung Galaxy Note 9 - Android 8.0
W	LG V20 - Android 7.0	W	Samsung Galaxy Note 9 - Android 9.0
W	LG G6 - Android 8.0	G	All Samsung phones - Android 10
W	LG G7 One 32GB 4G LTE - Android 10.0	G	All Samsung phones - Android 9
G	LG G7 One 32GB 4G LTE - Android 9.0	G	All Samsung phones - Android 11
<b>SONY</b>		<b>SONY</b>	
W	Sony Xperia G5 - Android 7.1	W	Sony Xperia G5 - Android 7.1
<b>OnePlus</b>		<b>Motorola</b>	
G	OnePlus 6 - Android 10.0	G	Moto E4 - Android 7.0
<b>Samsung</b>		G	Moto E4 - Android 7.1
W	Samsung Galaxy A31 - Android 10	W	Moto E4 - Android 9.0
W	Samsung Galaxy A31 - Android 11	W	Moto G4 - Android 7.0
W	Samsung Galaxy A40 - Android 10	W	Motorola Moto Z - Android 8.0
W	Samsung Galaxy A40 - Android 11	W	Motorola Moto Z3 Play - Android 8.0
W	Samsung Galaxy A51 - Android 10.0	W	Motorola Moto Z3 Play - Android 9.0
G	Samsung Galaxy A70 - Android 10.0		
G	Samsung Galaxy A70 - Android 8.0		
G	Samsung Galaxy A70 - Android 9.0		

Tab. 2. iOS (rel. 1.6.X)

(EN) PHONE MODEL (IT) MODELLO DEL TELEFONO (ES) MODELO DE TELEFONO (PT) MODELO DO TELEFONE (DE) GERÄT (FR) MODÈLE DE TÉLÉPHONE (NL) TELEFON MODEL (EL) ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΤΗ (SE) TELEFONMODELL (DK) TELEFON MODEL (NO) TELEFONMODELL (FI) PUHELINMALLI	(EN) COMPATIBILITY VS. iOS VERSION (IT) COMPATIBILITÀ VS. VERSIONE iOS (ES) COMPATIBILIDAD VS. VERSION iOS (PT) COMPATIBILIDADE VS. VERSÃO iOS (DE) KOMPATIBILITÄT VS. iOS-VERSION (FR) COMPATIBILITÉ VS. VERSION iOS										(NL) COMPATIBILITEIT VS. iOS VERSIE (EL) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ iOS (SE) KOMPATIBILITET VS. iOS VERSION (DK) KOMPATIBILITET VS. iOS VERSION (NO) KOMPATIBILITET VS. iOS VERSION (FI) Yhteensopivuus vs. iOS-versio				
	12.X	12.2	12.3, 12.4, 12.5	13.X	13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5.	14.X	14.0	14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8	15.X	15.0					
iPod7,1 [iPod touch (8th gen)]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPod9,1 [iPod touch (7th gen)]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone6,1 [iPhone 6s]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone6,2 [iPhone 6s]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone7,1 [iPhone 8 Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone7,2 [iPhone 8]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone8,1 [iPhone 8s]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone8,2 [iPhone 8s Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone8,4 [iPhone SE]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone9,1 [iPhone 7]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone9,2 [iPhone 7 Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone9,3 [iPhone 7]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone9,4 [iPhone 7 Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,1 [iPhone 8]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,2 [iPhone 8 Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,3 [iPhone X]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,4 [iPhone 8]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,5 [iPhone 8 Plus]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone10,6 [iPhone 8]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone11,2 [iPhone XS]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone11,6 [iPhone XS Max]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone11,8 [iPhone XR]	G	W	W	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone12,1 [iPhone 11]	NC	NC	NC	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone12,3 [iPhone 11 Pro]	NC	NC	NC	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone12,5 [iPhone 11 Pro Max]	NC	NC	NC	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone12,6 [iPhone SE 2]	NC	NC	NC	G	G	G	W	W	G	W					
iPhone13,1 [iPhone 12 Mini]	NC	NC	NC	NC	NC	G	NC	W	G	W					
iPhone13,2 [iPhone 12]	NC	NC	NC	NC	NC	G	NC	W	G	W					
iPhone13,3 [iPhone 12 Pro]	NC	NC	NC	NC	NC	G	NC	W	G	W					
iPhone13,4 [iPhone 12 Pro Max]	NC	NC	NC	NC	NC	G	NC	W	G	W					
iPhone 14,2 [iPhone 13 Pro]	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	G	G					
iPhone 14,3 [iPhone 13 Pro Max]	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	G	G					
iPhone 14,4 [iPhone 13 Mini]	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	G	G					
iPhone 14,5 [iPhone 13]	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	G	G					
iPad4,1 [iPad Air]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,2 [iPad Air]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,3 [iPad Air]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,4 [iPad mini 2]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,5 [iPad mini 2]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,6 [iPad mini 2]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,7 [iPad mini 3]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,8 [iPad mini 3]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad4,9 [iPad mini 3]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,1 [iPad mini 4]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,2 [iPad mini 4]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,3 [iPad Air 2]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,4 [iPad Air 2]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,11 [iPad 5]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,12 [iPad 5]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,3 [iPad Pro (9.7-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,4 [iPad Pro (9.7-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,7 [iPad Pro (12.9-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad5,8 [iPad Pro (12.9-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,1 [iPad Pro (12.9-inch) (2nd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,11 [iPad 7]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,12 [iPad 7]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,2 [iPad Pro (12.9-inch) (2nd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,3 [iPad Pro (10.5-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,4 [iPad Pro (10.5-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,5 [iPad 6]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad7,6 [iPad 6]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,1 [iPad Pro (11-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,10 [iPad Pro (11-inch) (2nd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,11 [iPad Pro (12.9-inch) (4th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,12 [iPad Pro (12.9-inch) (4th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,2 [iPad Pro (11-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,3 [iPad Pro (11-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,4 [iPad Pro (11-inch)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,5 [iPad Pro (12.9-inch) (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,6 [iPad Pro (12.9-inch) (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,7 [iPad Pro (12.9-inch) (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,8 [iPad Pro (12.9-inch) (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad8,9 [iPad Pro (11-inch) (2nd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,1 [iPad mini (5th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,2 [iPad mini (5th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,3 [iPad Air (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,4 [iPad Air (3rd gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,6 [iPad 8]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad11,7 [iPad 8]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad13,1 [iPad Air (4th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
iPad13,2 [iPad Air (4th gen)]	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
i386 [Simulator]	G	G	W	G	G	G	W	W	G	W					
i686 [Simulator]	G	G	W	G	G	G	W	W	G	W					